

# TLAチューブNEO

- ・TLAポンプ®に適合する国産輸液セット
- ・輸液剤容器への穿刺が容易なびん針



## スピーディーな 下肢静脈瘤治療を サポート

TLA麻酔は

日帰り下肢静脈瘤手術の標準的麻酔法となっており、  
血管内焼灼術では疼痛抑制、  
皮膚周囲組織の熱傷予防に加え、  
治療静脈径を減少させることができるため、  
効率的な治療が行えます

### ● 使用方法

TLAポンプ(承認番号:22900BZX00084000)と  
併用して使用できます



一般的な名称	
販売名	
承認番号	
医療機器分類	
TLAチューブNEO仕様	
製品番号	
全長・外径	
原材料	
滅菌種類	

自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット  
滅菌済み輸液セット  
15900BZZ01154000  
クラスII、管理医療機器

INTLA-T10  
4070mm・5mm(チューブ部分)  
ABS, ポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸  
ジエチルヘキシル), ポリカーボネート  
エチレンオキサイドガス滅菌(EOG)



製造販売・製造  
三矢メディカル株式会社

〒581-0053  
大阪府八尾市竹洲東4丁目17番地  
TEL:06-6707-9105  
FAX:06-6707-9107



販売元  
株式会社インテグラル

〒141-0021  
東京都品川区上大崎-25-2 新目黒東急ビル11F  
TEL:03-6417-0810  
FAX:03-6417-0853  
<https://www.varixlaser.jp>

