


榘血管鉤

Stab avulsion Phlebectomy for treatment of varicose veins



低侵襲治療をサポートする

Hook stab avulsion technique

血管内レーザー治療の普及により、傷の小さな手術が可能となってきたことに伴い、付加治療も出来るだけ小さな傷で行うことが望まれます。

日本のドクターと共同開発したオリジナル製品

鋭単爪タイプ



製品番号：SVS50001S
JANコード：4582356185472
全長 180mm / 先端幅 1.3mm / 剥離 2.0mm, 35°

玉付単爪タイプ



製品番号：SVS50002S
JANコード：4582356185489
全長 180mm / 先端径 Φ 1.3mm / 剥離 2.0mm, 35°

一般的名称	販売名	組成	クラス分類	届出番号
鉤	鉤	ステンレス鋼	一般医療機器(クラスI)	12B3X10001000008

[参考資料]

- Roos, K. P., Nieman, F. H. and Neumann, H. A.: Ambulatory phlebectomy versus compression sclerotherapy: results of a randomized controlled trial. Dermatol Surg. 2003, 29: 221-226.
- Ricci, S., Georgiev, M. and Goldman, M. P.: Technique of Phlebectomy. Ambulatory Phlebectomy. Second edition, Boca Laton 2005, Taylor & Francis Group.
- 杉山悟, 宮出喜生, 因来泰彦: 下肢静脈瘤に対するVarady hookを用いたstab avulsionの工夫. 静脈学, 21 (3):263-268, 2010.



モスキート血管鉗子

製品番号：HMF40001
JANコード：4582356117091
全長 125mm / 先端厚さ 1.0mm / 幅 1.5mm

通常よりも先端が「細く」「滑りにくく」「滑らかなカーブ」になっています。



一般的名称	販売名	組成	クラス分類	届出番号
鉗子	鉗子	ステンレス鋼	一般医療機器(クラスI)	12B3X10001000005

製造販売元・製造元

株式会社エムエコーポレーション

〒278-0006 千葉県野田市柳沢42-137
TEL:04-7126-2717 FAX:04-7126-2719
許可番号:12BZ200044

Integral

販売元

株式会社インテグラル

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル 11F
TEL:03-6417-0810 FAX:03-6417-0853
http://www.varixlaser.jp/ 許可番号:13B1X10057 INT PI-01.2014.02/3000

2022.11